



SAVON MOUSSE BACTÉRICIDE



MODE D'EMPLOI

- Appliquer une dose (0.8 ml) non diluée dans le creux de la main,
- Bien répartir et laver avec un peu d'eau pendant 30 à 120 secondes selon l'effet escompté.
- Rincer abondamment et s'essuyer les mains.
- Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

CARACTÉRISTIQUES

- Liquide
- Incolore à légèrement jaune ou rosé
- pH : $5,5 \pm 0,5$
- Densité : $1,01 \pm 0,01$
- Site certifié NF EN ISO 22716

COMPOSITION

AQUA, DECYL GLUCOSIDE, COCO-GLUCOSIDE, DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, ISOPROPYL ALCOHOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CITRIC ACID.

NORMES

BACTERICIDE : EN 1276 en 30 s – EN 13727 en 30 s – EN 1499 en 30 s

LEVURICIDE : EN 1650 en 30 s – EN 13624 en 30 s

VIRUCIDE : EN 14476 en 120 s – Virus enveloppés (Vaccin)

Mousse nettoyante désinfectante pour les mains. Usage réservé aux professionnels.

Convient au secteur alimentaire.

Avantages : action bactéricide et levuricide. Sans parfum ni colorant.

RÉGLEMENTATION - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être enlevées facilement. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et son récipient dans les collecteurs appropriés conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter dans les égouts et les cours d'eau. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

REGLEMENT (UE) n°528/2012 relatif aux produits biocides.

N° INRS : 216823 / N° ANSES : 61600

Biocide : lavage hygiénique des mains.

TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

**Réf. 1013 - UV : 6 cartouches de 1 litre
S'utilise avec nos distributeurs réf. 1008**